

Mobi-C® Plug & Fit

Graças a vários anos de experiência cirúrgica e à estreita colaboração com um grupo de cirurgiões especialistas em Coluna, a LDR acaba de inovar novamente, com a prótese cervical MOBI-C associada a

um novo sistema de implantação único, seguro e patenteado: a tecnologia « Plug & Fit ».

Essa evolução do MOBI-C nos permite oferecer o conforto da utilização associado a uma modularidade, inigualável no campo da artroplastia cervical, mantendo sempre a filosofia do MOBI-C: restaurar a biomecânica fisiológica através de um núcleo com mobilidade controlada.



A nova geração do Mobi-C® significa :

Maior confiabilidade:

Não há necessidade de qualquer manipulação intra-operatória do implante, pois o Mobi-C é fornecido com um porta-implante integrado. Seu novo acondicionamento estéril garante a inocuidade do implante, contribuindo para a redução de eventuais riscos intra-operatórios e, paralelamente, diminuindo o tempo cirúrgico.

Controle seguro:

O porta-implante em PEEK-Classix®, descartável, é rádio-transparente e por isso otimiza et simplifica o controle intra-operatório do posicionamento do implante. Além disso, garante o perfeito controle de rotação do implante, antes de sua liberação.

Instrumentação simplificada:

A instrumentação do Mobi-C « Plug & Fit » foi inteiramente repensada com o intuito de oferecer um único porta-implante compatível com todos os tamanhos de implantes. Sua nova ergonomia torna o processo de implantação mais intuitivo, conservando os benefícios do ajuste milimétrico necessário a um posicionamento otimizado e controlado da prótese.



Uma ampla gama adaptada às condições anatômicas :